


**CAMLOG<sup>®</sup>**  
SYSTEM



**CAMLOG<sup>®</sup> Multi-unit System**

**a perfect fit**

**camlog**

# Von 0 auf „28“

## Mit dem CAMLOG® Multi-unit System

Schenken Sie Ihren Patienten das Gefühl einer vollen Bezahnung und damit ein deutliches Plus an Lebensqualität. Mit dem CAMLOG® Multi-unit System erhalten zahnlose Patienten die Möglichkeit einer komfortablen, festsitzenden Versorgung auf vier oder sechs Implantaten. Neben okklusal verschraubbaren Brücken für Sofort- und Spätversorgungen, erlaubt das multioptionale System auch herausnehmbare Steg- und ODSecure®-Versorgungen auf geraden und abgewinkelten Multi-unit Abutments.

### Vorteile auf einen Blick

- Deutliche Steigerung der Lebensqualität von zahnlosen Patienten
- Kürzere Behandlungszeiten und schonender Behandlungsablauf durch das Vermeiden von aufwändigen Knochenaufbauten
- Kosteneffiziente Lösung durch das Einsparen kostenintensiver augmentativer Maßnahmen
- Mit Sicherheit voll durchstarten! Bei Verwendung von Camlog Originalteilen greift die einzigartige Garantie patient28PRO. Behandler und Patienten sind so im Fall der Fälle optimal abgesichert.

**patient28PRO**  
Schützt Ihre Implantatversorgung



## Ein System, MULTI Möglichkeiten!

Die Multi-unit Komponenten bieten eine Fülle an Optionen, um den Patienten mit wenig Zeitaufwand zu versorgen. So stehen neben einteiligen geraden Multi-unit Abutments auch um 17° und 30° abgewinkelte Abutments in unterschiedlichen Gingivahöhen und Durchmessern zur Verfügung.



## Prothetische Freiheit

Vielfältige Prothetikkomponenten sind für unterschiedliche Versorgungsmöglichkeiten erhältlich. Dabei haben Sie stets die Wahl: konventioneller oder digitaler Workflow.



## Einfaches Handling

Für eine einfache Platzierung der Multi-unit Abutments ins Implantat sorgen je nach Abwinkelung entweder Carriers oder ein PEEK-Handgriff. Letzterer ist durch das biegsame Material PEEK besonders flexibel in seiner Handhabung.



## Nie die Orientierung verlieren!

- Hilfreiche Orientierungsschablonen zur Aufbereitung der Kavitäten mit der richtigen Abwinkelung
- Try-ins helfen bei der Auswahl des korrekten Abutments, bei der Überprüfung des korrekten prothetischen Sitzes vor dem Setzen und beim Ablesen der korrekten Gingivahöhe
- Verfügbare Ausrichthilfen werden auf die Einbringpfosten gesetzt und ermöglichen so Korrekturen des gesetzten Implantats

# Produktdetails

## Multi-unit Abutments

Neu

	Artikel	Art.-Nr.	Ø	GH		
	<b>CAMLOG® Multi-unit Abutment, 17° abgewinkelt, Typ A</b> inkl. Abutmentschraube, steril  <b>Material</b> Titanlegierung	K2266.3310	3.3 mm	1.0 mm		
		K2266.3320		2.0 mm		
		K2266.3330		3.0 mm		
		K2266.3810	3.8 mm	1.0 mm		
		K2266.3820		2.0 mm		
		K2266.3830		3.0 mm		
		K2266.4310	4.3 mm	1.0 mm		
		K2266.4320		2.0 mm		
		K2266.4330		3.0 mm		
		K2266.5010	5.0 mm	1.0 mm		
		K2266.5020		2.0 mm		
		K2266.5030		3.0 mm		
			<b>CAMLOG® Multi-unit Abutment, 17° abgewinkelt, Typ B</b> inkl. Abutmentschraube, steril  <b>Material</b> Titanlegierung	K2267.3310	3.3 mm	1.0 mm
K2267.3320	2.0 mm					
K2267.3330	3.0 mm					
K2267.3810	3.8 mm			1.0 mm		
K2267.3820				2.0 mm		
K2267.3830				3.0 mm		
K2267.4310	4.3 mm			1.0 mm		
K2267.4320				2.0 mm		
K2267.4330				3.0 mm		
K2267.5010	5.0 mm			1.0 mm		
K2267.5020				2.0 mm		
K2267.5030				3.0 mm		
	<b>CAMLOG® Multi-unit Abutment, 30° abgewinkelt, Typ A</b> inkl. Abutmentschraube, steril  <b>Material</b> Titanlegierung			K2268.3310	3.3 mm	1.0 mm
		K2268.3320	2.0 mm			
		K2268.3810	3.8 mm	1.0 mm		
		K2268.3820		2.0 mm		
		K2268.3830		3.0 mm		
		K2268.4310	4.3 mm	1.0 mm		
		K2268.4320		2.0 mm		
		K2268.4330		3.0 mm		
		K2268.5010	5.0 mm	1.0 mm		
		K2268.5020		2.0 mm		
		K2268.5030		3.0 mm		
			<b>CAMLOG® Multi-unit Abutment, 30° abgewinkelt, Typ B</b> inkl. Abutmentschraube, steril  <b>Material</b> Titanlegierung	K2269.3310	3.3 mm	1.0 mm
				K2269.3320		2.0 mm
K2269.3810	3.8 mm			1.0 mm		
K2269.3820				2.0 mm		
K2269.3830				3.0 mm		
K2269.4310	4.3 mm			1.0 mm		
K2269.4320				2.0 mm		
K2269.4330				3.0 mm		
K2269.5010	5.0 mm			1.0 mm		
K2269.5020				2.0 mm		
K2269.5030				3.0 mm		

	Artikel	Art.-Nr.	Ø	GH
	<b>CAMLOG® Multi-unit Abutment, gerade steril</b>  <b>Material</b> Titanlegierung	J2264.3310	3.3 mm	1.0 mm
		J2264.3320		2.0 mm
		J2264.3330		3.0 mm
		J2264.3810	3.8 mm	1.0 mm
		J2264.3820		2.0 mm
		J2264.3830		3.0 mm
		J2264.3840		4.0 mm
		J2264.4310	4.3 mm	1.0 mm
		J2264.4320		2.0 mm
		J2264.4330		3.0 mm
		J2264.4340		4.0 mm
		J2264.5010	5.0 mm	1.0 mm
		J2264.5020		2.0 mm
		J2264.5030		3.0 mm

## Try-ins Neu

	Artikel	Art.-Nr.	Ø
	<b>CAMLOG® Multi-unit Abutment Try-in, 17° abgewinkelt, Typ A</b>  <b>Material</b> Titanlegierung	K3566.3300	3.3 mm
		K3566.3800	3.8 mm
		K3566.4300	4.3 mm
		K3566.5000	5.0 mm
	<b>CAMLOG® Multi-unit Abutment Try-in, 17° abgewinkelt, Typ B</b>  <b>Material</b> Titanlegierung	K3567.3300	3.3 mm
		K3567.3800	3.8 mm
		K3567.4300	4.3 mm
		K3567.5000	5.0 mm
	<b>CAMLOG® Multi-unit Abutment Try-in, 30° abgewinkelt, Typ A</b>  <b>Material</b> Titanlegierung	K3568.3300	3.3 mm
		K3568.3800	3.8 mm
		K3568.4300	4.3 mm
		K3568.5000	5.0 mm
	<b>CAMLOG® Multi-unit Abutment Try-in, 30° abgewinkelt, Typ B</b>  <b>Material</b> Titanlegierung	K3569.3300	3.3 mm
		K3569.3800	3.8 mm
		K3569.4300	4.3 mm
		K3569.5000	5.0 mm
	<b>CAMLOG® Multi-unit Abutment Try-in, gerade</b>  <b>Material</b> Titanlegierung	J3564.3300	3.3 mm
		J3564.3800	3.8 mm
		J3564.4300	4.3 mm
		J3564.5000	5.0 mm

# Produktdetails

Accessoires Neu

	Artikel	Menge	Art.-Nr.	Dimension
	<b>Eindrehinstrument für gerade Multi-unit Abutments</b> mit ISO-Schaft für Winkelstück  <b>Material</b> Stahl rostfrei	1	PXMUHAH	Länge 20 mm
	<b>Heilkappe für Multi-unit Abutment</b>  <b>Material</b> Titanlegierung	1	PXMUCC	Höhe 3.9 mm
	<b>Heilkappe für Multi-unit Abutment, wide body</b>  <b>Material</b> PEEK/Titanlegierung	2	PXMUCCC	Höhe 5.1 mm
	<b>Abformkappe für Multi-unit Abutment, offener Löffel</b> inkl. Halteschraube blau anodisiert  <b>Material</b> Titanlegierung	1	PXMUDPC	Höhe 8.9 mm
	<b>Abformkappe für Multi-unit Abutment, geschlossener Löffel</b>  <b>Material</b> Titanlegierung	1	PXMUIC	Länge 8 mm
	<b>Titan Scanbody für Multi-unit Abutment</b>  <b>Material</b> Titanlegierung	1	PXMUTSB	
	<b>Laboranalog für Multi-unit Abutment</b> für gegossene Modelle  <b>Material</b> Titanlegierung	1	PXMUAR	
	<b>Multi-unit Implantatanalog</b> für gedruckte und gegossene Modelle  <b>Material</b> Stahl rostfrei	1	J3026.4800	
	<b>Titankappe für Multi-unit Abutment</b> inkl. Prothetischschraube, regulär, blau anodisiert  <b>Material</b> Titanlegierung	1	PXMUTC	
	<b>Titankappe für Multi-unit Abutment, kurz</b> inkl. Prothetischschraube, kurz, blau anodisiert  <b>Material</b> Titanlegierung	1	PXMUTCS	

## Hinweis

Weitere Zubehörteile sind dem aktuellen CAMLOG® Produktkatalog zu entnehmen.

	Artikel	Menge	Art.-Nr.	Dimension
	<b>Kunststoffbasis für Multi-unit Abutment, ausbrennbar</b> inkl. Prothetikschaube, regulär, blau anodisiert  <b>Material</b> Delrin	1	PXMUPC	
	<b>Titanklebebasis mit Kunststoffhülse, ausbrennbar, Passive-Fit, für Multi-unit Abutment</b> inkl. zwei Prothetikschauben, regulär und lang, blau anodisiert  <b>Material</b> Titanlegierung/Delrin	1	PXMUPFC	
	<b>Goldbasis für Multi-unit Abutment, angießbar</b> inkl. Prothetikschaube, regulär, blau anodisiert  <b>Material</b> angussfähige Goldlegierung/Delrin	1	PXMUGC	
	<b>ODSecure® Aufsatz für Multi-unit Abutment*</b>  <b>Material</b> Titanlegierung	1	J2273.4801	Ø 4.8 mm
	<b>Polierschutz für Multi-unit Kappen und Basen</b>  <b>Material</b> Titanlegierung	5	PXMUPA	

\* voraussichtlich verfügbar ab Juli 2025

## Schrauben Neu

	Artikel	Menge	Größe	Art.-Nr.	Gewinde
	<b>Prothetikschaube für Multi-unit Abutment</b> Hex, blau anodisiert, auch für Passive-Fit  <b>Material</b> Titanlegierung	1	kurz	PXMUPSS1	M1.4
		5		PXMUPSS	
		1	regulär	PXMUPSR1	
		5		PXMUPSR	
		5	lang	PXMUPSL	

#### **Distributor Deutschland**

CAMLOG Vertriebs GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland  
Telefon +49 7044 9445-100 | Fax +49 800 9445-000 | [info.de@camlog.com](mailto:info.de@camlog.com) | [www.camlog.de](http://www.camlog.de)  
[eshop.camlog.de](http://eshop.camlog.de)

#### **Distributor Österreich**

ALLTEC Dental GmbH | Schwefel 93 | 6850 Dornbirn | Österreich  
Telefon +43 5572 372341 | Fax +43 5572 372341-404 | [info@alltecdental.at](mailto:info@alltecdental.at) | [www.alltecdental.at](http://www.alltecdental.at)  
[eshop.alltecdental.at](http://eshop.alltecdental.at)

#### **Distributor Schweiz**

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz  
Telefon +800 028 000 00 | Fax +41 61 565 41 42 | [sales.ch@camlog.com](mailto:sales.ch@camlog.com) | [www.camlog.ch](http://www.camlog.ch)  
[eshop.camlog.ch](http://eshop.camlog.ch)

#### **Headquarters**

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz  
Telefon +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | [info@camlog.com](mailto:info@camlog.com) | [www.biohorizonscamlog.com](http://www.biohorizonscamlog.com)

CAMLOG® ist eine eingetragene Marke der CAMLOG Biotechnologies GmbH. ODSecure® ist eine eingetragene Marke von BioHorizons.  
Hersteller CAMLOG® Multi-unit Abutments: ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland  
Hersteller Zubehör: BioHorizons | 2300 Riverchase Center | Birmingham, AL 35244 | USA