

IPS e.max® ZirCAD LT (niedere Transluzenz, monochromatisch)	
Konstruktion	Verfügbare Farben
Mesostrukturen; Kronen- und Brücken für Titanbasen, Gerüst oder anatomisch	 LT BL LT A1 LT A2 LT A3 LT B1 LT B2 LT C2 LT D2 LT 1 LT 2 LT 3 LT 4 LT sun LT sun chroma
Kronen und Brücken, Gerüst oder anatomisch	 LT BL LT A1 LT A2 LT A3 LT B1 LT B2 LT C2 LT D2 LT 1 LT 2 LT 3 LT 4 LT sun LT sun chroma

Zuordnung zur VITA classical A1-D4® Farbskala	
IPS e.max® ZirCAD, niedere Transluzenz (LT), Grundfarben	LT 1 LT 2 LT 3 LT 4 LT sun LT sun chroma
Zahnfarbe VITA® Farbschlüssel	BL 4 A1 A2 B1 B2 C1 A3 C2 C3 D2 D3 D4 B3 B4 A 3.5 A4 C4 A1 A2 A3 B2 B3 B4 D2 D3 A 3.5 A4

IPS e.max® ZirCAD MT (mittlere Transluzenz, monochromatisch)	
Konstruktion	Verfügbare Farben
Kronen und Brücken für Titanbasen, anatomisch	 MT A1 MT A2 MT A3 MT D2
Kronen und Brücken, anatomisch	 MT A1 MT A2 MT A3 MT D2

IPS e.max® ZirCAD Prime (polychromatisch)	
Konstruktion	Verfügbare Farben
Brücken, auf Abutments verschraubt, Gerüst oder anatomisch	 Bleach BL1 Bleach BL2 Bleach BL3 Bleach BL4 Multi A1 Multi A2 Multi A3 Multi A3.5 Multi A4 Multi B1 Multi B2 Multi B3 Multi B4 Multi C1 Multi C2 Multi C3 Multi C4 Multi D2 Multi D3 Multi D4
Kronen und Brücken für Titanbasen, Gerüst oder anatomisch	 Bleach BL1 Bleach BL2 Bleach BL3 Bleach BL4 Multi A1 Multi A2 Multi A3 Multi A3.5 Multi A4 Multi B1 Multi B2 Multi B3 Multi B4 Multi C1 Multi C2 Multi C3 Multi C4 Multi D2 Multi D3 Multi D4
Kronen und Brücken, Gerüst oder anatomisch	 Bleach BL1 Bleach BL2 Bleach BL3 Bleach BL4 Multi A1 Multi A2 Multi A3 Multi A3.5 Multi A4 Multi B1 Multi B2 Multi B3 Multi B4 Multi C1 Multi C2 Multi C3 Multi C4 Multi D2 Multi D3 Multi D4


Übersicht

Farben und Transluzenzgrade

September 2026

Prime-Blöcke

Das Highlight der IPS e.max[®] ZirCAD Produktpalette sind die polychromatischen Prime-Blöcke, die aufgrund des natürlichen Farb- und Fluoreszenzverlaufes von Dentin zur Schneide auch ohne Charakterisierung Restaurationen mit einem Maximum an Ästhetik und Natürlichkeit liefern.



Positionierung von Restaurationen in polychromatischen CAD Prime-Blöcken
Restaurationen, die aus IPS e.max[®] ZirCAD Prime hergestellt werden und damit einen deutlich sichtbaren Schmelzbereich aufweisen, werden im Fertigungszentrum mit ihrer Schneidekante bzw. Höckerspitze immer möglichst nah an der oberen Blockkante positioniert.

IPS e.max [®] CAD													
Konstruktion	Verfügbare Farben und Transluzenzgrade MO: mittlere Opazität LT: niedere Transluzenz HT: hohe Transluzenz												
Mesostrukturen für Titanbasen	MO 1 MO 2 MO 3												
Kronen für Titanbasen, anatomisch	LT A1 LT A2 LT A3 LT A3.5 LT A4 LT B1 LT B2 LT B3 LT B4 LT C1 LT C2 LT C3 LT D2 LT D3												
Kronengerüste	MO 1 MO 2 MO 3												
Veneers, Inlays, Onlays, Kronen und Teilkronen	HT A1 HT A2 HT A3 HT A3.5 HT A4 HT B1 HT B2 HT B3 HT B4 HT C1 HT C2 HT C3 HT D2 HT D3 LT A1 LT A2 LT A3 LT A3.5 LT A4 LT B1 LT B2 LT B3 LT B4 LT C1 LT C2 LT C3 LT D2 LT D3												
Verblockte Kronen und Brücken, anatomisch	LT A1 LT A2 LT A3 LT A3.5 LT B1 LT B2 LT C1 LT C2 LT D2												

Zuordnung zur VITA classical A1-D4 [®] Farbskala													
IPS e.max [®] CAD in mittlerer Opazität (MO), Grundfarben	MO 1		MO 2		MO 3	MO 1		MO 3		MO 1		MO 3	
Zahnfarbe VITA [®] Farbschlüssel	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	D3	D4

Telio [®] CAD													
Konstruktion	Verfügbare Farben LT: niedere Transluzenz												
Brücken, auf Abutments verschraubt, anatomisch	LT A1 LT A2 LT A3 LT A3.5 LT B1												
Kronen, Brücken, anatomisch und Gingivaformer für Titanbasen	LT A1 LT A2 LT A3 LT A3.5 LT B1												
Kronen und Brücken, anatomisch	LT A1 LT A2 LT A3 LT A3.5 LT B1												

Wenn nichts anderes vermerkt ist, sind alle Produktnamen, unabhängig davon, ob diese in Großbuchstaben gedruckt oder mit dem Markenzeichen-Symbol versehen sind, Markenzeichen von BioHorizons oder der CAMLOG Biotechnologies GmbH, ihrer Tochtergesellschaften, verbundener Gesellschaften oder ihrer Lizenzgeber.
IPS e.max[®], ZirCAD[®] und Telio[®] sind eingetragene Marken der Ivoclar Vivadent AG.
VITA[®] und VITA classical A1-D4[®] sind eingetragene Marken der VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.

Änderungen vorbehalten · M-1563-FOR-DACH-CL-04-092026