

Übersicht der mit DEDICAM® zu versorgenden Implantatsysteme

Mit Zuordnung der kompatiblen Scankörper, Schrauben und Implantat-/Aufbauanaloge
für gedruckte Modelle

August 2025

Einteilige Abutments und Gingivaformer, Brücken, Stege und Implantatbasisstrukturen, okklusal auf der Implantatschulter verschraubt

Anbieter	Implantat-system	Plattform- oder Implantat- Ø [mm]	Scankörper, Beschriftung	Scankörper, Artikelnummer	Implantatanalog, Artikelnummer	Abutment- schraube, Gewindedimension	Abutment- schraube, Artikelnummer	Abutment- schraube, Auf- und Seitenansicht	Abutmentschraube, Anzugsmoment [Ncm]	
Camlog	CAMLOG®	3.3	Ø 3.3	K2630.3300 (Titan) K2610.3310 (PEEK)	K3025.3300 (original) NT/JA-AN-00/3D (IPD)	M1.6	J4005.1601		20	
		3.8	Ø 3.8	K2630.3800 (Titan) K2610.3810 (PEEK)	K3025.3800 (original) CAM 5.DIM.380 (NT) / NT/JA-AR-00/3D (IPD)					
		4.3	Ø 4.3	K2630.4300 (Titan) K2610.4310 (PEEK)	K3025.4300 (original) NT/JA-AW-00/3D (IPD)					
		5.0	Ø 5 / 6	K2630.6000 (Titan) K2610.6010 (PEEK)	K3025.6000 (original) NT/JA-AX-00/3D (IPD)	M2.0	J4005.2001		20	
		6.0								
	CONELOG®	3.3	Ø 3.3	C2630.3300 (Titan) C2600.3310 (PEEK)	C3025.3300 (original) NT/JB-AT-00/3D (IPD)	M1.6	C4005.1601		20	
		3.8 4.3	Ø 3.8 / 4.3	C2630.4300 (Titan) C2600.4310 (PEEK)	C3025.4300 (original) NT/JB-AR-00/3D (IPD)					
		5.0				Ø 5.0	C2630.5000 (Titan) C2600.5010 (PEEK)	C3025.5000 (original) NT/JB-AW-00/3D (IPD)	M2.0	C4005.2001
		iSy®	3.8	iSy	P2630.0001 (Titan) P2600.0001 (PEEK)	P3010.7012 (original) NT/JC-AN-00/3D (IPD)	M1.6	P4005.1614 (external Hex)		20
	4.4		P4005.1601 (internal Hex)							
	5.0									
	BioHorizons®	Tapered Internal + Internal Hex	3.0	keine	BZ2130.3000 (Titan) BZ2123.3000 (PEEK)	NT/LB-AT-00/3D	M1.8	BZ4015.0010 (Einzelzahn)		30
3.5			BZ2130.3500 (Titan) BZ2123.3500 (PEEK)		NT/LB-AN-00/3D					
4.5			BZ2130.4500 (Titan) BZ2123.4500 (PEEK)		NT/LB-AR-00/3D	BZ4008.0010 (Brücken und Stege)				
5.7			BZ2130.5700 (Titan) BZ2123.5700 (PEEK)		NT/LB-AW-00/3D					

Übersicht der mit DEDICAM® zu versorgenden Implantatsysteme

Mit Zuordnung der kompatiblen Scankörper, Schrauben und Implantat-/Aufbauanaloge für gedruckte Modelle

August 2025

Einteilige Abutments und Gingivaformer, Brücken, Stege und Implantatbasisstrukturen, okklusal auf der Implantatschulter verschraubt

Anbieter	Implantat-system	Plattform- oder Implantat- Ø [mm]	Scankörper, Beschriftung	Scankörper, Artikelnummer	Implantatanalog, Artikelnummer	Abutment-schraube, Gewindedimension	Abutment-schraube, Artikelnummer	Abutment-schraube, Auf- und Seitenansicht	Abutmentschraube, Anzugsmoment [Ncm]
Dentsply® Implants	FRIALIT® + XiVE®	3.4	IO 8A-B	D3013.3403	NT/IA-AN-00/3D	M1.6	D0066.7551		24
		3.8	IO 8A-C	D3013.3803	NT/IA-AR-00/3D				
		4.5	IO 8A-D	D3013.4503	NT/IA-AW-00/3D				
		5.5			NT/IA-AX-00/3D				
	ASTRA TECH OsseoSpeed® TX	3.5 / 4.0	3A-B ¹	D0064.5481	NT/EA-AR-00/3D	M1.6	D0064.5655		20
			IO 3A-B	D3013.3504					
		4.5 / 5.0	3A-C ¹	D0064.5482	NT/EA-AW-00/3D	M2.0	D0064.5656		25
			IO 3A-C	D3013.4504					
Nobel Biocare®	NobelActive®	Narrow Platform (NP) 3.5	IO 2B-A SA ²	D3013.3516	NT/AD-AN-00/3D	M1.6	D0064.5664		35
			IO 2B-A	D3013.3506					
		Regular Platform (RP) 4.3/5.0	IO 2B-B SA ²	D3013.4316	NT/AD-AR-00/3D	M2.0	D0064.5665		35
			IO 2B-B	D3013.4306					
Straumann®	Tissue Level	Regular Neck (RN) 4.8	IO 4B-A	D3013.4808	NT/DA-AR-00/3D	M2.0	D0064.5666		35
		Wide Neck (WN) 6.5	IO 4B-B	D3013.6508	NT/DA-AW-00/3D				
	Bone Level	Narrow CrossFit® (NC) 3.3	4A-A ³	D0064.5503	NT/DB-AN-00/3D	M1.6	D0064.5667		35
			IO 4A-A	D3013.3309					
		Regular CrossFit® (RC) 4.1 + 4.8	4A-B ³	D0064.5504	NT/DB-AR-00/3D				
			IO 4A-B	D3013.4109					

¹ Die Scankörper 3A-B und 3A-C werden für Brücken, Stege und Implantatbasisstrukturen empfohlen (nicht für die intraorale Verwendung geeignet).

² Die Scankörper IO 2B-A SA und IO 2B-B SA werden für Einzelzahnversorgungen empfohlen.

³ Die Scankörper 4A-A und 4A-B werden für Brücken, Stege und Implantatbasisstrukturen empfohlen (nicht für die intraorale Verwendung geeignet).

Übersicht der mit DEDICAM® zu versorgenden Implantatsysteme

Mit Zuordnung der kompatiblen Scankörper, Schrauben und Implantat-/Aufbauanaloge
für gedruckte Modelle

August 2025

Brücken, Stege und Implantatbasisstrukturen, okklusal auf Abutments verschraubt

Anbieter	Abutments	Plattform-Ø [mm]	Scankörper, Beschriftung	Scankörper, Artikelnummer	Aufbauanalog, Artikelnummer	Prothetikschaube, Gewindedimension	Prothetikschaube, Artikelnummer	Prothetikschaube, Auf- und Seitenansicht	Prothetikschaube, Anzugsmoment [Ncm]
Camlog	CAMLOG® + CONELOG® Stegaufbauten	4.3	keine	J2630.4300 (Titan) J2610.4300 (PEEK)	J3025.4300	M1.6	J4012.1601	 	15
		6.0	keine	J2630.6000 (Titan) J2610.6000 (PEEK)	J3025.6000	M2.0	J4012.2001	 	15
Camlog / BioHorizons®	Multi-unit Abutments	–	keine (original) IO 11B-A	BZ2130.4800 (original) D3013.4812	J3026.4800	M1.4	BZ4021.0010 (1 Stück) BZ4021.0050 (5 Stück)	 	15
Nobel Biocare®	Multi-unit Abutments	Narrow Platform (NP) 3.5 + Regular Platform (RP) 4.3	IO 2C-A	D3013.3511	–	M1.4	D0066.7721	 	15
		Wide Platform (WP) 5.0	IO 2C-B	D3013.5011	–	M1.8	D0066.7722	 	15

Warennamen und Copyright

Wenn nichts anderes vermerkt ist, sind alle Produktnamen unabhängig davon, ob diese in Großbuchstaben gedruckt oder mit dem Markenzeichensymbol versehen sind, Markenzeichen der BioHorizons Inc. oder der CAMLOG Biotechnologies GmbH, ihrer Tochtergesellschaften, verbundener Gesellschaften, oder ihrer Lizenzgeber.

DENTSPLY®, OsseoSpeed® und XIVE® sind eingetragene Marken der Dentsply IH AB, Schweden.

FRIALIT® ist eine eingetragene Marke der FRIATEC Aktiengesellschaft, Deutschland.

NOBEL BIO CARE® und NobelActive® sind eingetragene Marken der NOBEL BIO CARE AB, Schweden.

Straumann® ist eine eingetragene Marke der Straumann Holding AG, Schweiz.

Alle genannten Marken sind unter Umständen nicht in allen Märkten eingetragen.